

ITALIANO**DILANAR® ISTRUZIONI**

Dispositivo medico per restringere la columella nasale e dilatare la valvola nasale.

Il design del prodotto, brevettato e unico, restringendo la columella e allargando le ali del naso, permette una migliore respirazione nasale; inoltre è costruito con materiale soffice e confortevole.

INDICAZIONI

Aiuta a migliorare la respirazione nasale:

- durante la respirazione normale
- durante il sonno (aiuta a prevenire il russamento)
- durante l'attività sportiva (riduce la resistenza nasale)

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Inserire Dilanar nel vestibolo nasale come da illustrazioni sulla scatola in dotazione.

Quando si usa Dilanar per la prima volta, si consiglia di disporsi di fronte ad uno specchio, per favorire l'inserimento nel vestibolo nasale.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Dilanar deve essere lavato con acqua e sapone prima e dopo l'utilizzo.

Dilanar, in confezionamento integro, correttamente conservato, può essere utilizzato fino a che non perde la propria efficacia.

Usandolo regolarmente, se correttamente pulito e conservato in ambiente asciutto e al riparo dalla luce e dal calore, il dispositivo può essere utilizzato per ca. 3 mesi. Quando l'elasticità o la capacità di adattarsi al vestibolo nasale del Dilanar diminuisce esso perde la sua efficacia per cui dovrebbe essere sostituito.

PRECAUZIONI

- Dilanar è per uso strettamente personale ed indicato esclusivamente per essere inserito nel vestibolo nasale.
- Non utilizzare in presenza di lesioni o infiammazioni all'interno delle cavità nasali.
- Non utilizzare per oltre 24 ore consecutive.
- Se durante l'uso si dovesse avvertire disagio si consiglia di interromperne l'uso.

Viene utilizzato anche nei bambini sotto consiglio medico.

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.



0476



Purling® S.r.l.

**Sede Legale
Legal Headquarters**

Via della Croseta 39 - 38062 Arco TN - Italy

**Sede amministrativa
Administrative Headquarters**

P.le Carducci 20 - 48022 Lugo RA - Italy
ph +39 0545.34734 - fax +39 0545.210539
www.purling.it - info@purling.it



DILANAR® INSTRUCTIONS FOR USE

Medical Device to narrow the nasal columella and expand the nasal valve.

The patented and unique design of the product, narrowing the columella and widening the nose wings, allows better nasal breathing; It is also built with soft and comfortable material.

INDICATIONS

Helps improve nasal breathing:

- during normal breathing
- while sleeping (helps prevent snoring)
- while practising sports (reduces nasal resistance)

INSTRUCTIONS FOR APPLICATION

Insert Dilanar into the nasal vestibule as shown in the figures on the box supplied.

When using Dilanar for the first time, stand before a mirror so as to make it easier for you to insert the product into the nasal vestibule.

CLEANING AND STORING

Wash Dilanar with water and soap before and after use. Dilanar vor und nach der Anwendung mit Wasser und Seife reinigen.

Replaced: If properly stored and its package is not damaged, Dilanar can be used until it is no longer efficient.

Whith this: With regular use, if properly cleaned and stored in a dry space protected from light and heat, the device can be used for approx. 3 months. When the elasticity or ability to adapt to the nasal vestibule of Dilanar decreases it loses its effectiveness for which it should be replaced.

PRECAUTIONS

- For personal use only. Use restricted to the nasal vestibule only.
- Do not use if there are wounds or irritations in the nasal cavities.
- Do not exceed 24 running hours of use.
- Stop using the device, if you experience discomfort.
- It is also used in children under medical advice.
- Keep out of the reach of Young children only.

DILANAR® GEBRAUCHSANWEISUNG

Medizinprodukt zur Erweiterung der Nasenflügel und Verengung des Nasenstegs.

Das patentgeschützte, einzigartige Produktdesign verengt die Columella (Nasensteg) und erweitert die Nasenflügel und ermöglicht so eine verbesserte Nasenatmung. Dilanar ist aus einem weichen und angenehmen Material gefertigt.

INDIKATION

Dilanar hilft die Nasenatmung zu verbessern

- bei normaler Atmung
- im Schlaf (hilft Schnarchen zu vermeiden)
- beim Sport (reduziert den Atemwiderstand)

ANWENDUNG

Dilanar wie auf den Abbildungen der Verpackung gezeigt in den Nasenvorhof einsetzen.

Bei erstmaligem Gebrauch hilft es Dilanar vor einem Spiegel in den Nasenvorhof einzusetzen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Dilanar vor und nach der Anwendung mit Wasser und Seife reinigen.

Nach der Trocknung in der beigelegten Dose aufbewahren. Bei regelmäßiger Benutzung, sowie ordnungsgemäßer Reinigung und Lagerung an einem trockenen, vor Licht und Hitze geschütztem Ort, kann Dilanar für ca. 3 Monate verwendet werden. Wenn Dilanar die Elastizität und damit die Eigenschaft verliert, sich an den Nasenvorhof anzupassen, reduziert sich die Wirksamkeit und sollte daher ersetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur für den persönlichen Gebrauch in der Nasenöffnung geeignet.
- Nicht anwenden bei Verletzungen oder Wunden in der Nase.
- Nicht länger als 24 Stunden durchgehend einsetzen.
- Nicht anwenden, wenn es zu Unwohlsein führt.
- Unter medizinischer Anleitung auch bei Kindern einsetzbar
- Für Kleinkinder unzugänglich aufbewahren.

